



OPTIFOAM®

Apósitos de espuma

USO RECOMENDADO

- » Heridas de cualquier profundidad*
- » Exudado de leve a moderado
- » Como apósito primario o secundario

*Como apósito secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS**

- » Cinta adhesiva Medfix™
- » Cinta adhesiva Gentac™
- » Venda tubular Medigrip™

**Únicamente se aplica a Optifoam Non-Adhesive, Optifoam Basic y Optifoam Heel



INDICACIONES

- » Lesiones por presión
- » Heridas de espesor parcial y total
- » Úlceras en la pierna
- » Zonas donantes
- » Laceraciones y abrasiones
- » Desgarros de la piel
- » Quemaduras de primer y segundo grado

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- » La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudado


CONTRAINDICACIONES

- » Quemaduras de tercer grado
- » Lesiones con vasculitis activa

ACERCA DE OPTIFOAM

- » La tasa de transmisión del vapor de agua se ajusta al nivel del fluido
- » Absorbente
- » Ayuda a crear un entorno ideal para la curación
- » La capa exterior impermeable protege la herida e impide el paso de las bacterias (salvo Optifoam Basic)
- » Optifoam Heel está diseñado específicamente para utilizarse en el talón


COEFICIENTE DE FRICCIÓN DEL REFUERZO DE PELÍCULA¹



Optifoam Heel produce un 50% menos de fricción que el apósito con forma de talón de mayor venta en el mercado.

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN BAJO COMPRESIÓN¹



Optifoam Heel absorbe un 44% más bajo compresión que el apósito con forma de talón de mayor venta en el mercado.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una "H" al final del número del artículo.

OPTIFOAM ADHESIVE

Apósito todo-en-uno para el manejo de fluidos.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1044EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.), Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1066EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.), Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)	A6213	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1065EP	Sacro: 15.5 x 14.2 cm (6 x 5.5 pulg.)	A6212	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM NON-ADHESIVE

Apósito versátil para una diversidad de aplicaciones.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1244EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1266EP	15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)	A6210	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM HEEL

Diseñado para heridas en el talón.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1200EP	Con forma de talón	A6210	5/caja, 8 cajas/cartón



OPTIFOAM BASIC

Para heridas generales o cuidados de zonas de intubación, sin refuerzo impermeable.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1133	7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1133F	7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.) con fenestración	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1145	10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.)	A6210	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM SITE

Diseñado específicamente para zonas de intubación; cuenta con una abertura radial y con forma estrellada.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1104	Apósito con adhesivo de 10.2 cm (4 pulg.), compresa de 5.1 cm (2 pulg.)	A6212	30/bolsa, 4 bolsas/cartón
MSC1102	Compresa sin adhesivo de 5.1 cm (2 pulg.)	A6209	10/caja, 10 cajas/cartón



OPTIFOAM THIN

Alta capacidad de amoldamiento que aumenta la comodidad del paciente.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1523EP	5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón
MSC1544EP	10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)		10/caja, 10 cajas/cartón



¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?

medline.com/advancedwoundcare



Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

SÍGANOS



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito exclusivo de servir como pautas generales. Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30