



MARATHON®

Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

NOVEDOSA PROTECCIÓN CUTÁNEA CON TECNOLOGÍA DE CIANOACRILATO

El protector cutáneo de cianoacrilato Marathon que no causa ardor proporciona una barrera resistente y duradera que defiende la piel dañada o íntegra contra la desintegración causada por humedad, fricción, cizallamiento y abrasión por adhesivo.

Este producto se adhiere a la piel a través del proceso de polimerización, convirtiéndose en una adicional capa cutánea que se va despegando conforme ocurre la renovación natural de la epidermis.



**PROTECCIÓN
CUTÁNEA
TRANSPIRABLE**



DURADERA




SIN ARDOR

EVALUADO Y COMPROBADO.

Un estudio independiente en 12 sujetos mayores de 60 años comparó cómo la piel descubierta, la piel con una aplicación de MARATHON y la piel con una aplicación de Cavilon® resistieron a la exposición a un fluido corrosivo (orina sintética).

RESULTADOS:

Las zonas donde se aplicó MARATHON mostraron una mayor resistencia después de cada uno de los cinco ciclos de orina y lavado, en comparación con las áreas donde se aplicó Cavilon o no se aplicó ningún producto.



Porcentaje de tinte retenido después de los cinco ciclos de orina y lavado (porcentaje medio)¹

Comparación	Porcentaje
MARATHON	94%
Cavilon	66%
Piel sin tratamiento	18%

Comparación	valor de P
Cavilon vs. MARATHON	< 0.05
Cavilon vs. ningún tratamiento	> 0.05
MARATHON vs. ningún tratamiento	< 0.001



“Hoy fue un día emocionante: Marathon funcionó para una de mis pacientes que usa cinta adhesiva. Ya no tendrá que usar la cinta adhesiva para su ostomía. Marathon se mantiene firme, y ella está muy feliz”.

—Carrie Dean RN, CWCN

1. Study to Compare the Wash-off Resistance of Two Barrier Films Exposed to Synthetic Urine. Datos archivados.

MARATHON®

Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

USOS RECOMENDADOS

- » Protección contra los daños cutáneos asociados a la humedad
- » Protección contra la fricción y el cizallamiento
- » Protección contra traumatismos causados por adhesivos

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

Protege la piel íntegra o lesionada contra:

- » Fluidos corporales
- » Humedad
- » Fricción y cizallamiento
- » Abrasión por el adhesivo

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Hasta 3 días; reaplicar según la necesidad

CONTRAINDICACIONES

No debe aplicarse directamente en los siguientes casos:

- » Heridas profundas, abiertas, sangrantes o crónicas
- » Quemaduras de segundo o tercer grado
- » Zonas infectadas



ACERCA DE MARATHON

- » Resistente, flexible y duradero
- » No causa ardor: no contiene solventes ni activadores
- » Protege contra los efectos de la fricción
- » Protege la piel contra daños asociados a la humedad causados por orina, exudado, transpiración y otros fluidos corporales
- » Se puede usar tanto en piel íntegra como lesionada
- » Secado rápido
- » Transpirable

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

PROTECTOR CUTÁNEO DE CIANOACRILATO MARATHON SIN ARDOR

Para una potente protección de la piel.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC093001	Ampolla de 0.5 g	A6250 (protector)	5/caja
		A5120 (preparación de la piel)	
MSC093005	Ampolla de 0.5 g	A6250 (protector)	10/caja
		A5120 (preparación de la piel)	



¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?

medline.com/advancedwoundcare



Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

SÍGANOS



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito exclusivo de servir como pautas generales. Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30